













## Расшифровка условных обозначений

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Данный документ представляет собой общее объяснение, которое помогает понять условные обозначения на маркировке этого изделия.

	Предназначено для диагностики <i>in vitro</i> .
	Каталожный номер – указывает каталожный номер производителя для идентификации устройства
	Серийный номер
	Код партии – указывает код партии производителя для идентификации партии или партии
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Только по рецепту – Федеральный закон США разрешает продажу этого устройства только лицензированным практикующим врачам или по их заказу
	Высокая производительность
	Соответствие европейским нормам
	См. инструкцию по применению
	Предел температуры – указывает на допустимые пределы температуры транспортировки и воздействия
	Производитель – указывает производителя медицинского изделия, как определено в директивах ЕС
	Срок годности
	Хранить вдали от солнечного света – обозначает медицинское устройство, требующее защиты от света или тепла
	Символ опасности для здоровья – пояснения к символам опасности и сопутствующее заявление об опасности приводятся в паспорте безопасности компонентов (Safety Data Sheet, SDS), который можно скачать по ссылке <a href="http://support.illumina.com/sds.html">http://support.illumina.com/sds.html</a>



Символ предупреждения об опасности – пояснения к символам опасности и сопутствующее заявление об опасности приводятся в паспорте безопасности компонентов (Safety Data Sheet, SDS), который можно скачать по ссылке <http://support.illumina.com/sds.html>


## Авторские права и товарные знаки

© 2021 г. Illumina, Inc. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью компании Illumina, Inc. или их соответствующих владельцев. Информацию о конкретных товарных знаках см. на веб-сайте по адресу [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Контактная информация



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, California 92122 США  
+1-800-809-ILMN (4566)  
+1-858-202-4566 (за пределами Северной Америки)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com



Illumina Netherlands B. V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
The Netherlands (Нидерланды)  
**Спонсор в Австралии**  
Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000  
Австралия